

14. November 2007

Der Progesterontest Hormonost® bei Milchkühen zur Fruchtbarkeits- und Frühträchtigkeitskontrolle: Neue Fortschritte im Jahr 2007

Sehr geehrte Kunden und Interessenten,

Landwirte und Tierärzte, die routinemäßig mit Hormonost® arbeiten, fragen skeptisch: Kann man denn da überhaupt noch etwas verbessern?

Wir konnten. Im Rahmen der Produktpflege sind uns in diesem Jahr bei dem bewährten Progesterontest HORMONOST® Easy MILCH doch noch **Verbesserungen** gelungen. Sie werden überrascht sein.

Unser **Poster für den Kuhstall "Der Fruchtbarkeitstest Hormonost® Easy Milch"** erfreut sich seit dem Februar d.J. größter Beliebtheit. Dort sind alle Möglichkeiten der Testanwendung systematisch, fachlich korrekt und trotzdem verständlich dargestellt.

Ab November 2007 enthalten die Testpackungen neu optimierte Reagenzien mit der Bezeichnung "**Neue Formel November 2007**". Die Vorteile für den Testanwender sind:

- Schnellere Farbentwicklung.
- Farbunterschiede der Brunst- und Gelbkörper-Phase sind lange Zeit stabil und sichtbar.
- Neue Tropf-Flaschen dosieren supergenau und sind schöner zu handhaben.
- Die Farbkennzeichnung aller Fläschchen verbessert die Sicherheit bei der Testdurchführung. Testkomponenten und deren Reihenfolge können kaum mehr verwechselt werden.

Das alles bringt mehr Sicherheit, vor allem für Neueinsteiger und "Gelegenheitstäter", die Hormonost® (noch) nicht routinemäßig einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Klaus-Ingo Arnstadt

P.S. **Technische Information:** Manueller Aufwand pro Test ca. 1-2 Minuten, auch bei mehreren Kühen in einem Durchgang. Die wenigen Handgriffe sind leicht erlernbar. Testdauer bis zum Ergebnis ca. 15 Minuten wegen der Wartezeiten im Testablauf. Deshalb kann man ihn bequem nebenher laufen lassen, z. B. während einer Kaffeepause.